

Beoogd doel

Afdekmetaal:

Het afdekmetaal van Van Dijk Holland B.V. is zo ontworpen en uit specifiek daarvoor bestemde materialen gefabriceerd dat indien een patiënt direct voorafgaand aan en tijdens een operatieve ingreep wordt afgedekt, door vooraf gesteriliseerd afdekmetaal, het infectiegevaar voor de patiënt, voor het chirurgisch team en voor derden wordt uitgeschakeld of zoveel mogelijk wordt beperkt.

High-risk Operatiejassen

De high-risk operatiejassen van Van Dijk Holland B.V. zijn zo ontworpen en uit specifieke materialen gefabriceerd dat deze, na steriel aangeleverd te zijn, door het chirurgische team gedragen kunnen worden tijdens een operatieve ingreep bij een patiënt waardoor het infectiegevaar voor de patiënt en voor de gebruiker wordt uitgeschakeld of zoveel mogelijk wordt beperkt.

Standard Performance Operatiejassen

De standard performance operatiejassen van Van Dijk Holland B.V. zijn zo ontworpen en uit specifieke materialen gefabriceerd dat deze, na steriel aangeleverd te zijn, door het chirurgische team gedragen kunnen worden tijdens een operatieve ingreep bij een patiënt waardoor het infectiegevaar voor de patiënt en voor de gebruiker wordt uitgeschakeld of zoveel mogelijk wordt beperkt.

Conformiteitsverklaringen:

De conformiteitsverklaringen voor bovengenoemde artikelen zijn opvraagbaar bij Van Dijk Holland B.V.

De adres gegevens zijn:

Van Dijk Holland B.V.
Postbus 28
5550 AA VALKENSWAARD
Tel.: +31 (0)40 207 26 90
Mail: info@vandijkholland.nl

WASVOORSCHRIFT VOOR ARTIKEL VAN, VAN DIJK HOLLAND B.V. GEMAAKT UIT MICROVEZELS EN/OF LAMINAAT

Artikelen van Van Dijk Holland kunnen met de bestaande faciliteiten van een wasserij voor Medische textiele hulpmiddelen, met de gebruikelijke procedures worden gewassen, gedroogd en gesteriliseerd.

Artikelen van Van Dijk Holland zijn uit materialen samengesteld die in nieuw staat ruimschoots voldoen aan de richtlijnen van de Europese Standaard EN 13795 voor Operatiejassen en Afdekmetaal. Bij een correcte behandeling kan aan deze richtlijnen gedurende vele cycli voldaan worden.

Artikelen van Van Dijk Holland laten zich zeer gemakkelijk reinigen. Daarom adviseren wij om te werken met een minimum aan wasmiddelen. **Let u in het bijzonder op een goed en grondig spoelproces; alle resten van wasmiddelen en alkali dienen hierdoor volledig verwijderd te zijn voor het droogproces.**

Houdt u rekening met de in uw land wettelijk voorgeschreven richtlijnen voor het wassen, drogen en steriliseren van Medische textiele hulpmiddelen, vooral op eventuele voorgeschreven was-chemicaliën.

Artikelen	HP OK-jassen, SP OK-jassen en Afdekdoeken samengesteld uit Microfase en/of Laminaat
Vervuilinggraad	Licht tot middel
Belading	ca. 70% van de wasmachine

ETO - Gassterilisatie is een zachter alternatief voor stoomsterilisatie
Sterilisatie met ioniserende straling is niet geschikt voor ons OK-textiel

Aantal cycli 75 (1 cycli = wassen, drogen en steriliseren)

Let in het bijzonder op:

Het aantal vermelde cycli vertegenwoordigt geen juridisch bindende informatie. Dit aantal werd mede bepaald aan de hand van een gestandaardiseerd wasproces in een laboratorium. Het aantal cycli binnen uw bedrijf kan zowel naar beneden als naar boven afwijken. Het aantal cycli binnen uw bedrijf dient volgens de EN 13795-1 Par. 4.2, met behulp van een gevalideerd proces te worden bepaald. Indien u ondersteuning wenst voor de validatie van uw wasproces of producten kunt u te allen tijde een beroep op ons doen.

De informatie in dit document dient te worden beschouwd als een algemene richtlijn. Omdat de vereisten per wasserij kunnen variëren, adviseren wij om binnen uw wasserij proeven te doen voor het vaststellen van de meest geschikte procedure voor uw wasserij. Natuurlijk kunt u met vragen te allen tijde contact met ons opnemen. Tevens is advies op locatie mogelijk.

Van Dijk Holland B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan of kortere levensduur van de artikelen welke is ontstaan door verkeerde interpretatie van de hiervoor genoemde informatie.

BELANGRIJKE MEDEDELINGEN:

- Voordat het afdek materiaal of operatiejas gebruikt mag worden op een operatiekamer dient deze te allen tijde gewassen, gedroogd en gesteriliseerd te zijn. Na het wassen en drogen maar voor het steriliseren dienen deze artikelen in een clean room omgeving verder te worden verwerkt.
- Nadat het afdek materiaal en de operatiejassen gedroogd zijn na het wasproces dienen ze 100% gecontroleerd te worden, in een clean room omgeving, om te kijken of er geen gebreken zijn die de veiligheid van de patiënt en het medische team in gevaar kunnen brengen.
- Mochten er gaatjes geconstateerd worden op plekken waar geen gaatjes behoren te zijn dan kunnen deze met de daarvoor bestemde reparatiepatches of dot master worden gedicht. Mits deze niet te groot zijn. Bij reparatie middels patches dient bij de delen die uit laminaat gemaakt zijn er zorg voor gedragen te worden dat aan beide zijden van het gaatje een patch wordt aangebracht.
- Op het afdek materiaal mogen geen andere tapes aangebracht worden dan de tapes die nodig zijn om het afdek materiaal te fixeren, op de patiënt rondom het operatiegebied. Dit omdat deze tapes speciaal ontwikkeld zijn om tijdens het wasproces van het materiaal gewassen te worden. Indien toch andere kleefstoffen gebruikt worden op het afdek materiaal of operatiejassen kan dit vlekken achterlaten die niet verwijderd kunnen worden met het geëigende wasproces voor deze producten.
- Bij het gebruik van het afdek materiaal en operatiejassen dient er te allen tijden voor gezorgd worden dat deze niet in contact komen met open vuur of vonken. Dit omdat deze materialen niet brandvertragend of brandwerend zijn.